



hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet:
www.hartmann.info



Handelsformen	Größe	Verkaufseinheiten* je Versandeinheit	Artikelnummer
HARTMANN Verbandkasten DIN 13157-C		10	743 408
HARTMANN Füllung DIN 13157		10	753 408
Wandhalterung für HARTMANN Verbandkasten DIN 13157		10	743 407
HARTMANN Verbandkasten DIN 13169-E		1	743 409
HARTMANN Füllung DIN 13169		1	753 409
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer, befüllt mit DIN 13157	S	1	743 410
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer, befüllt mit DIN 13157	M	1	743 411
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer, befüllt mit DIN 13169	L	1	743 412
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer	S	1	978 160
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer	M	1	978 161
HARTMANN Erste-Hilfe-Koffer	L	1	978 162
HARTMANN Verbandschrank aus Metall	klein	1	978 149
HARTMANN Verbandschrank aus Metall	mittel	1	978 150
Pflasterset Erste Hilfe, bestehend aus:		400	532 756
4x Fingerkuppenverband			
4x Fingerverband 120 mm x 20 mm			
4x Pflasterstrips 19 mm x 72 mm			
8x Pflasterstrips 25 mm x 72 mm			
HARTMANN Verbandpäckchen, steril, DIN 13151	klein	100	780 821
HARTMANN Verbandpäckchen, steril, DIN 13151	mittel	200	780 822
HARTMANN Verbandpäckchen, steril, DIN 13151	groß	200	780 823
HARTMANN Verbandtuch, steril, DIN 13152-A	60 x 80 cm	25	783 824
HARTMANN Dreieckstuch DIN 13168-D		100	938 591

*Auf Anfrage können auch abweichende Einheiten bestellt werden.



JETZT NACH NEUER DIN-NORM

Verbinden Sie betriebliche Unfälle
mit bewährter Qualität!
Das Betriebsverbandkastensortiment von HARTMANN.



P 387 (08/09) 086 001/4 Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Erste Hilfe

Verbinden Sie Ihre Bedürfnisse mit unserem Know-how. Medizinische Kompetenz und höchste Qualität – dafür steht HARTMANN.



Hohe Anforderungen, hohe Ziele.

Die Anforderungen von Industriekunden im Bereich betriebliche Erste Hilfe und Betriebshygiene haben HARTMANN im Januar 2009 dazu bewogen, einen neuen Vertriebskanal zu gründen, der sich professionell und zuverlässig um die Anliegen der Industriekunden kümmert: den Vertriebskanal Industrie.

→ Wir verbinden Ihre Bedürfnisse mit unserem langjährigen medizinischen Know-how bezüglich innovativer und hochwertiger Erste-Hilfe-Produkte.

Hohe Vorgaben, hohe Verantwortung.

Nach Unfallverhütungsvorschrift (UVV) und Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) hat jeder Betrieb Erste-Hilfe-Material bereitzuhalten, das den Normen DIN 13157 und/oder DIN 13169 entspricht und in bestimmten Schränken, Kästen oder Koffern aufbewahrt wird. Die Anforderungen an den Umfang der bereitzuhaltenden Erste-Hilfe-Materialien richten sich nach Anzahl der Mitarbeiter und Art der Tätigkeit.

→ Die Einhaltung der Vorschriften wird von der Berufsgenossenschaft regelmäßig überprüft.

Hohes Risiko, hohe Kosten.

Arbeitsunfälle beeinträchtigen nicht nur die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten, sie sind zudem auch noch teuer. Eine qualifizierte Erstversorgung mit hochwertigen Produkten dient der Genesung und hilft, Folgekosten einzusparen.

→ Anspruchsvolle Qualitätsprodukte von HARTMANN tragen somit zur Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten in Betrieben bei.

Hohe Qualität, hohe Sicherheit.

Überzeugen Sie sich von HARTMANN, dem medizinisch kompetenten Ansprechpartner im Bereich betriebliche Erste Hilfe und von unserem hohen fachlichen Know-how, unserer langjährigen medizinischen Erfahrung und unseren bewährten Qualitätsprodukten. Mit unseren Produkten trifft der Unternehmer zuverlässig und kompetent die erforderlichen Maßnahmen für eine wirksame Erste Hilfe.

→ HARTMANN – für die Gewissheit, im Notfall bestens ausgerüstet zu sein und die gesetzlichen Bestimmungen für eine wirksame Erste Hilfe zu erfüllen.

Verbinden Sie neue Normen mit zuverlässigen Produkten. Änderungen der C- und E-DIN-Normen für Betriebsverbandkästen.

Was fällt weg, was kommt dazu?

Die beiden DIN-Normen für den Betriebsverbandkasten C-DIN 13157 (klein) und E-DIN 13169 (groß), wurden vom Deutschen Institut für Normung überarbeitet. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, welche Produkte im Betriebsverbandkasten vorhanden sein müssen.

Inhalt der Verbandkästen C-DIN und E-DIN:



	Produktbezeichnung	Anzahl C-DIN	Anzahl E-DIN
Neue Produkte	Fingerverband 120 x 20 mm	4	8
	Pflasterstrip 25 x 72 mm	8	16
	Verbandpäckchen DIN 13151-K	1	2
	Kälte-Sofortkompressse (Medizinprodukt der Klasse II a)	1	2
Anzahlerhöhung	Dreiecktuch DIN 13168-D	2	4
Anzahlreduzierung	Fingerkuppenverband	4	8
	Pflasterstrip 19 mm x 72 mm	4	8
	Verbandpäckchen DIN 13151-G	1	2
	Fixierbinde DIN 61634-FB6	2	4
	Fixierbinde DIN 61634-FB8	2	4
	Vliesstoff-Tuch	5	10
Unverändert	Heftpflaster DIN 13019-A 5 x 2,5	1	2
	Wundschnellverband DIN 13019-E 10 x 6	8	16
	Verbandpäckchen DIN 13151-M	3	6
	Verbandtuch DIN 13152-A	1	2
	Kompressse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm	6	12
	Augenkompressse	2	4
	Rettungsdecke (mind. 2.100 mm x 1.600 mm)	1	2
	Schere DIN 58279-B 190	1	1
	Folienbeutel	2	4
	Medizinische Einweg-Handschuhe DIN EN 455	4	8
	Erste-Hilfe-Broschüre	1	1
Inhaltsverzeichnis	1	1	

Nach Inkrafttreten der geänderten Normen sind folgende Produkte nicht mehr Bestandteil der Betriebsverbandkästen: Wundschnellverband DIN 13019-E 18 x 2, Verbandtuch DIN 13152-BR, Netzverband für Extremitäten.

Verbinden Sie Erste Hilfe mit erstklassigen Produkten. Erste Hilfe und alles, was dazugehört.

Erste-Hilfe-Koffer von HARTMANN sind für den mobilen und stationären Einsatz konzipiert. Gut sichtbar, dauerhaft und sicher in der Wandhalterung angebracht, lassen sich unsere Koffer problemlos öffnen. Die 90°-Arretierung garantiert eine schnelle Übersicht und eine bequeme Entnahme. Die Koffer sind schnell und ohne Kraftaufwand aus der Halterung zu entnehmen und können somit direkt zum Unfallort gebracht werden.

Erste-Hilfe-Koffer von HARTMANN:

- Schlagfest, form- und temperaturbeständig
- Zur Reinigung in Einzelteile zerlegbar
- In S, M und L erhältlich
- Inklusive Wandhalterung



Die Füllung des Erste-Hilfe-Koffers

- In S und M mit Inhaltsteilen nach DIN 13157 gefüllt
- In L mit Inhaltsteilen nach DIN 13169 gefüllt
- Auch ohne DIN-Inhalt erhältlich
- Kompakte und übersichtliche Unterbringung im Koffer
- Mit einem Griff alles zur Hand, was im Notfall schnell gebraucht wird

Die Füllung DIN 13157:

- Hochwertige Produkte in bewährter HARTMANN Qualität
- Zur Befüllung von Verbandkästen, -schränken und -koffern
- Entspricht den Anforderungen nach DIN 13157

Die Füllung DIN 13169:

- Hochwertige Produkte in bewährter HARTMANN Qualität
- Zur Befüllung von Verbandkästen, -schränken und -koffern
- Entspricht den Anforderungen nach DIN 13169



HARTMANN Metallschrank:

- In klein und mittel erhältlich
- Unbefüllt
- Eintürig




Verbinden Sie hohe Anforderungen mit höchster Zufriedenheit.

Die Betriebsverbandkästen der C- und E-DIN-Norm.

Unser hochwertiges, komplettes Betriebsverbandkastensortiment besteht aus bewährten HARTMANN Qualitätsprodukten, die allen Anforderungen der Berufsgenossenschaften und der DIN-Normen entsprechen.

Der HARTMANN Betriebsverbandkasten DIN 13157-C:



Der HARTMANN Betriebsverbandkasten DIN 13169-E:

